

ANALISI DI QUALITÀ DELL'IMMAGINE MAMMOGRAFICA

CRITERI DI INADEGUATEZZA (CODICI PER RIPETIZIONE O RICHIAMO)

1) ERRORI DI POSIZIONAMENTO

OBL

- a) Muscolo pettorale non ben rappresentato
- b) capezzolo non in asse
- c) Solco sottomammario non ben rappresentato
- d) Mancanza di simmetria

CC

- a) Mancata dimostrazione spazio retro mammario
- b) Capezzolo non in asse
- c) Corpo ghiandolare non al centro

2) MANCANZA DI DEFINIZIONE

- a) Inadeguata compressione
- b) Movimento
- c) Non sufficiente distensione

3) ARTEFATTI DA POSIZIONAMENTO (SPALLA, NASO, PIEGHE)

4) NON CORRETTA E CHIARA IDENTIFICAZIONE

- a) Nome della paziente
- b) Data esame
- c) Proiezione

5) NON CORRETTO USO AEC

6) ALTRI PROBLEMI

- a) Pellicole (grana, artefatti)
- b) Schermi
- c) Cassette (filtrazione luce, cattivo contatto)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROIEZIONE OBLIQUA

Identificazione ben visibile ed esatta:

- Nome della paziente e data
- Lato e tipo di proiezione

Ottima qualità:

- Corretta compressione
- Simmetria
- Assenza pieghe e artefatti

Immagine completa: e corretta

- Rappresentazione ombra riferibile muscolo pettorale fino al livello del capezzolo
- Capezzolo in asse
- Rappresentazione angolo sottomammario

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROIEZIONE CRANIO CAUDALE

Identificazione ben visibile ed esatta:

- Nome della paziente e data
- Lato e quadrante
- Proiezione

Ottima qualità:

- Corretta compressione
- Simmetria
- Assenza di artefatti (Immagini sovrapposte)
- Assenze di pieghe cutanee

Immagine completa e corretta:

- Capezzolo in asse
- Dimostrazione dello spazio retro mammario centrale
- Corpo ghiandolare perfettamente al centro del radiogramma

La proiezione cranio-caudale deve essere sempre accompagnata dalla proiezione obliqua

CLASSIFICAZIONE ESAME

- ⇒ **ESAME PERFETTO** P
Tutti i radiogrammi rispondono ai criteri di buona valutazione
- ⇒ **ESAME BUONO** B
Un'immagine è lievemente fuori dai parametri di correttezza
- ⇒ **ESAME MEDIOCRE** M
Ma accettabile per scopi diagnostici
- ⇒ **IMMAGINE INADEGUATA** I
Esame da ripetere

PERCENTUALE RACCOMANDATA

I	>3%
P+B	>85%
P+B+M	>97%

ANALISI DI QUALITÀ DELL'IMMAGINE MAMMOGRAFIA

TECNICO: _____ **PRESIDIO:** _____

SIGLA: _____ **DATA:** _____

NUMERO VALUTAZIONI: _____

NUMERO RICHIAMI TECNICI: _____

NUMERO RIPETIZIONI: _____

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
<i>ERRORI TECNICO</i>		cc	ob	cc	ob	cc	ob	cc	ob	cc	ob	cc	ob	cc	ob	cc	ob	cc	ob	cc	ob
1.	<i>a</i>																				
	<i>b</i>																				
	<i>c</i>																				
	<i>d</i>																				
2.	<i>a</i>																				
	<i>b</i>																				
	<i>c</i>																				
3.																					
4.	<i>a</i>																				
	<i>b</i>																				
	<i>c</i>																				
5.	<i>APPARECCH.</i>																				
6.	<i>a</i>																				
	<i>b</i>																				
	<i>c</i>																				
CLASSIFIC.																					

NOTE: _____

ANALISI DI QUALITÀ DELLA IMMAGINE MAMMOGRAFICA

TOTALE	N.	%
P		
B		
M		
I		
P+B		
P+B+M		

	PERCENTUALI RACCOMANDATE	PERCENTUALI OTTENUTE
I	< 3	
P+B	> 85%	
P+B+M	> 97%	

NOTE: _____

